

# Schweizer Universitäten und Carl Zeiss Academy lancieren mikrodentale Einzeltrainings

FELDBACH – Die Carl Zeiss Academy lanciert drei neue mikrodentale Fortbildungsmodelle in Zusammenarbeit mit den Schweizerischen Universitätskliniken und international anerkannten Experten der Zahnmedizin.

Die folgenden Einzeltrainings werden ab Februar 2009 an den Universitäten angeboten:

## Hospitation

- Zahnärzte beobachten mikrodentale und mikrochirurgische Behandlungen.
- Dauer: 3 Stunden. SSO Fortbildungspunkte 3. Dieses Training findet fortlaufend statt.

## Hospitation Plus

- Zahnärzte werden angeleitet, mit dem Dentalmikroskop zu arbeiten.



Prof. Dr. I. Krejci (hier in einer Mikroskopdemonstration am Phantomkopf) leitet das Hospitationsprogramm an der Universität Genf.

- Dauer: 6 Stunden. SSO Fortbildungspunkte: 6. Dieses Training findet fortlaufend statt.

## Flying Dentist

- Ein Experte besucht Sie in Ihrer Praxis und leitet Sie an, mit Ihrem Dentalmikroskop zu arbeiten.
- Dauer: 6 Stunden.

## Ausserdem im Fortbildungsangebot 2009 der Carl Zeiss Academy:

Workshops in Adelboden, Montreux und Zürich in Zusammenarbeit mit mehr als 30 Dentalfirmen und 15 international anerkannten Experten. Prak-

tiziert werden mikrodentale und mikrochirurgische Behandlungstechniken in folgenden Gebieten: Restaurative Zahnmedizin; Parodontologie; Endodontologie; Implantologie; Präventive Zahnmedizin; Ästhetische Zahnmedizin. **DT**

Weitere Informationen:

**Miriam Ladner**  
**Carl Zeiss Academy**  
 Carl Zeiss AG  
 Feldbachstrasse 81  
 8714 Feldbach  
 Tel.: 055/254 75 61  
 Fax: 055/254 75 30  
 m.ladner@zeiss.ch  
[www.zeiss.ch/academy](http://www.zeiss.ch/academy)

**Informationen und Anmeldung unter:**  
<http://www.zeiss.ch/academy> > 1:1 Training.



## Endlich – Locator Attachments jetzt auch für Ankylos, XiVE und FRIALIT-2 Implantate

OBERWIL/BL – Swiss Implant Service aus Oberwil bei Basel bietet Ihnen mit den Locator Attachments das weltweit meistverwendete Implantat-Attachment zur Fixierung von Prothesen auf Implantaten an. Diese Attachments gibt es seit mehr als 10 Jahren für alle führenden Implantathersteller und nun auch für die Implantat-Systeme Ankylos, FRIALIT-2 und XiVE. Die einmalige Erfolgsgeschichte dieses Attachments basiert auf folgenden Punkten:

- Durch sein selbstfindendes Design wird für den Patienten ein einfaches und leichtes Ein- und Ausgliedern der Prothese ermöglicht.
- Einsetzbar auch bei Implantatdivergenzen von bis zu 40° durch unterschiedliche Matrizeinsätze.
- Extreme Haltbarkeit (ca. 56.000 Zyklen) für die Nyloninserts der Matrizen, die in fünf Abzugskräften – von 2,5 kg bis 0,7 kg – zur Verfügung stehen. **DT**

- Es hat mit 3,17 mm – Implantatoberkante bis Oberkante Matrize – die niedrigste Bauhöhe aller verfügbaren Implantat-Attachments auf dem Markt und ermöglicht so auch die Versorgung von Patienten mit starker okklusaler Limitierung.

Kontakt:

**Swiss Implant Service**  
 Dierk Zimmermann  
 Allschwilerstrasse 11  
 4104 Oberwil/BL  
 Tel.: 078/873 28 04  
[swissimplant@bluewin.ch](mailto:swissimplant@bluewin.ch)  
[www.swissimplant.ch](http://www.swissimplant.ch)

ANZEIGE

# endlich



**Locator-Attachments für**  
**| Ankylos | Frialit2 | XiVE**

**Hotline: 00 41 - 78 87 32 804**



Sw.I.S.  
 Swiss Implant Service, Dierk Zimmermann  
[swissimplant@bluewin.ch](mailto:swissimplant@bluewin.ch), [www.swissimplant.ch](http://www.swissimplant.ch)