

Auf Ihre individuellen Anforderungen abgestimmt.

Die Besonderheit: G 2,5 TTL ist ein galleisches System, bei dem sowohl die Okulare der Optiken als auch die Trägergläser mit Korrektur erhältlich sind. Ihr kompetenter ZEISS Augenoptiker berät Sie gerne, welche Variante für Ihre spezifische Arbeitssituation die richtige ist.

Für entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten.

ZEISS Fernrohrlupen- und Kopflupensysteme sichern angenehmes Arbeiten bei einer exzellenten Detailsicht. Die optimale Abstimmung von Vergrößerung und Arbeitsabstand sorgt für eine entspannte, nahezu aufrechte Körperhaltung – bei jeder Körpergröße in jeder Arbeitssituation. Das Ergebnis: eine individuelle Lösung, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit ideal unterstützt.

Nach Ihren individuellen Zentrierdaten gefertigt.

Jede Fernrohrlupen-Brille G 2,5 TTL ist ein Unikat in bester ZEISS Qualität. Ihr ZEISS Augenoptiker stimmt das System exakt auf Ihre Zentrierdaten ab. Auf Basis dieser Daten wird es eigens für Sie gefertigt. Genau wie alle anderen Spezialsehhilfen von ZEISS. Profitieren Sie jetzt von so viel Individualität.

DE_20_010_60711

Carl Zeiss Vision GmbH
www.vision.zeiss.com
info-de@vision.zeiss.com

**Präzise arbeiten bis ins
kleinste Detail.
Zeiss Fernrohrlupen-Brillen.**

Perfekt auf Sie abgestimmt für detailgenaues Arbeiten.

**Mehr sehen. Mehr erleben.
ZEISS Präzisions-Lupenbrillen.**



Jedes Detail zählt. Mit ZEISS Präzisions-Lupen- brillen entgeht Ihnen nichts.

Gute Nachricht für alle, die von Berufs wegen ein Auge für jedes Detail haben müssen: Die neue ZEISS Fernrohr-lupen-Brille G 2,5 TTL ist da. Mit allen technischen Voraussetzungen, um Ihnen eine optimale Sehleistung zu bieten. Für jede Aufgabe und in jeder Situation.

Hervorragende Abbildungsqualität bei großem Sehfeld – die typischen Merkmale aller vergrößernden Sehhilfen von ZEISS. Der jüngste Meilenstein: die ZEISS Fernrohr-lupen-Brille G 2,5 TTL mit einem im Vergleich zum GTX System um 30% größeren Sehfeld. **Erleichtern Sie Ihren Berufsalltag mit der ZEISS Fernrohr-lupen-Brille G 2,5 TTL.**



Technische Daten

- Vergrößerung: 2,5x
- Arbeitsabstände: 350 / 400 / 450 mm
- Sehfeldgrößen: 75 / 85 / 95 mm



Präzision in jedem Detail

ZEISS G 2,5 TTL mit 2,5-facher Vergrößerung
plus LED-Beleuchtung Saphiro²



G 2,5 TTL: Ihre Vorteile in der täglichen Praxis

Tragekomfort

- Perfekte Anpassung an den Kopf dank Spezialfassung mit Steckbügel und Halteband
- Ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume

Optik

- Optimale Übersicht über das Arbeitsfeld
- Verzeichnungsfreies und kontrastreiches Bild
- Ergonomisches Arbeiten dank optimaler Abstimmung zwischen Vergrößerung und Arbeitsabständen

Individualität

- Berücksichtigung aller individuellen Zentrierdaten
- Maßgefertigter Einbau des Systems in die Trägergläser
- Einfache Handhabung ohne umständliches Einstellen
- Erhältlich in den Produktvarianten:
 - TTL basic:** Die Okularlinsen der Optiken und die Trägergläser sind ohne Korrektionswerte.
 - TTL pro 1:** Die Okularlinsen sind mit Korrektionswerten ausgestattet.
 - TTL pro 2:** Sowohl die Okularlinsen als auch die Trägergläser sind mit Korrektionswerten ausgestattet.
- Koaxiale Beleuchtung als Option