

Verbessertes binokulares Sehen.

Die neuen ZEISS Gleitsicht Plus 2 Brillengläser
mit 3D-Optimierung.



Mehr sehen. Mehr erleben.
ZEISS Präzisions-Brillengläser.

www.besser-sehen.zeiss.de




ZEISS Gleitsicht Plus 2 - das Plus an Sehkomfort.

ZEISS Gleitsicht Plus 2 – entdecken Sie die zweite Generation des bekannten und bewährten Plus Designs mit verbesserten Eigenschaften für optimierten Sehkomfort.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Gleitsichtgläsern berücksichtigen die neuen ZEISS Gleitsicht Plus 2 Brillengläser das komplexe Zusammenspiel beider Augen im Glasdesign. Der moderne Optimierungsalgorithmus führt die Bilder beider Augen zusammen

und ermöglicht so ein verbessertes binokulares Sehen. Ihre Kunden profitieren von dieser Optimierung durch optimal aufeinander abgestimmte Gleitsichtzonen und schnelle Eingewöhnung.

Nicht aufeinander abgestimmte Gleitsichtzonen



Unterschiedliche binokulare Bereiche herkömmlicher Gleitsichtgläser.

Aufeinander abgestimmte Gleitsichtzonen



Alle ZEISS Gleitsichtglasdesigns ab Plus 2 bieten große aneinander angepasste binokulare Sehbereiche.

ZEISS Gleitsicht Plus 2 auf einen Blick:

- Zweite Generation des bekannten und bewährten Plus Designs von ZEISS.
- Einsatz der modernen Freiformtechnologie von ZEISS.
- Individuelles Dickenreduktionsprisma durch innovative ZEISS Optimierungsalgorithmen.
- Optimal aufeinander abgestimmte Gleitsichtzonen.
- Individuellere Berücksichtigung der Lage des Augendrehpunkts durch optimierte C.O.R.E. Technologie.
- Erhältlich mit i.Scription® Technologie.

Vorteile für Ihre Kunden:

- Verbessertes binokulares Sehen.
- Ästhetischeres Erscheinungsbild durch dünne und flache Brillengläser.
- Hohe Spontanverträglichkeit.
- Besseres Sehen auch bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen (mit i.Scription® Technologie).

Vorteile für Sie:

- Optimierung eines bereits bewährten Produktes.
- Einfach in Beratung und Anpassung.
- Höhere Kundenzufriedenheit durch schnellere Eingewöhnung.

ZEISS Gleitsicht Plus 2 - das Plus an Vielfalt.

Die neuen ZEISS Gleitsicht Plus 2 Brillengläser erhalten Sie in gewohnt großer Materialvielfalt und mit Standard- sowie kurzer Progressionszonenlänge. Und **NEU** jetzt auch als gecurvte Sport-Variante.

ZEISS Gleitsichtportfolio	ZEISS Gleitsicht Classic ★★	ZEISS Gleitsicht Plus 2 ★★★	ZEISS Gleitsicht Superb ★★★★	ZEISS Gleitsicht Individual 2 ★★★★★
Absolut natürlicher Seheindruck durch maßgeschneiderte Sehbereiche Berücksichtigung individueller Parameter.				●
Größte Freiheit bei der Fassungswahl Individuell anpassbare Progressionslänge.			●	●
Perfekte räumliche 3D-Wahrnehmung Beidäugiger Abgleich der Gleitsichtzonen für perfektes Sehen.		●	●	●
Dünne, leichte Brillengläser Individuelles Dickenreduktionsprisma durch innovative ZEISS Optimierungsalgorithmen.		●	●	●
100 % Verträglichkeitsgarantie Moderne Freiformtechnologie und unverwechselbare ZEISS Design-DNA.	●	●	●	●
Besseres Sehen auch bei Nacht Erhältlich mit i.Scription® Technologie.	●	●	●	●

Produktverfügbarkeit	Klar/getönt	PhotoFusion®	Transitions®	Polarisierend
Organisch 1.74	● (nur klar)			
Organisch 1.67	●	●	●	
Organisch 1.6 (NEU: auch als Sport verfügbar)	●	●	●	●
Organisch 1.5 (NEU: auch als Sport verfügbar)	●	●	●	●
Mineralisch 1.6	●	● (Umbramatic)		

Detaillierte Informationen zu den Lieferbereichen entnehmen Sie bitte dem ZEISS Produktkatalog.



Carl Zeiss Vision GmbH
www.vision.zeiss.de
www.besser-sehen.zeiss.de
info-de@vision.zeiss.com

Carl Zeiss GmbH
Vision Care
www.zeiss.at
austria@zeiss.org

Carl Zeiss Vision Swiss AG
www.vision.zeiss.ch
info.swiss@vision.zeiss.com